

**KARBONMONOKSİT ÖLÇÜM CİHAZI TRAPPERİ (VALFİ)
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Hastanemizde kullanılan Tabataba CO Tester marka, karbonmonoksit ölçüm cihazı girişine uyumlu olmalıdır.
2. Solunum akımının basınç kaybı olmaması, dış etkenlerden etkilenmemesi için stabil, açılmaz yapıda olmalıdır.
3. Cihazın tek kullanımlık ağızlığı (pipete) uyumlu olup, hava kaçağına sebebiyet vermemelidir.
4. Cihaz trapperi (valfi) tıbbi plastik olmalıdır.
5. Cihaz trapperi (valfi) filtreli olmalı, hastalar arasındaki kontaminasyonu engellemelidir.
6. Tek yönlü (one way) hava çıkışına uygun olup, hava girişine imkan vermemelidir.
7. Cihaz trapperi (valfi) toz ve kirden korunmak amacıyla poşet içinde olmalıdır.